

EN	SERVOX® Tracheal Compresses AL with slit, mini
FR	Compresses trachéales AL, mini fendues
IT	Compresse tracheali AL, mini rivestono
ES	Compresas traqueales AL, mini ranuradas
BG	SERVOX® Трахеален компрес AL, mini, със прорез
HU	SERVOX® légső-sebpárna AL, mini, bevágott
EL	Επίθεμα τραχειοστομίας SERVOX® AL, mini, με σχισμή
HR	Trahealna kompresa SERVOX® AL, mini, s preozom
NL	SERVOX® Tracheokompres AL mini met opening
PT	Compressa traqueal SERVOX® AL mini ranhurada
PL	Kompres tracheostomijny SERVOX® AL, mini, z wycięciem
SL	Trahealna kompresa z zarezo SERVOX® AL mini



DE	Nicht wiederverwenden – Infektionsgefahr
EN	Do not reuse – risk of infection
FR	Ne pas réutiliser – risque d'infection
IT	Non riutilizzare – rischio di infezione
ES	No reutilizar – riesgo de infección
BG	Да не се използва повторно – опасност от инфекция
HU	Ne használja újra – fertőzésveszély
EL	Μην επανεργοποιούεται – Υγιεινικά κινδύνος μόλυνσης
NL	Niet herbruiken – risico van infectie
PT	Não reutilizar – perigo de infecção
PL	Nie używać powtórnego – ryzyko infekcji
SL	Izdelek ni primeren za ponovno uporabo – obstaja nevarnost okužbe

Inhalt / Contents / Contenu
Contenido / Contenuto
Съдържание / Съдържание
περιεχόμενα / sadržaj / inhoud
conteúdo / zawartość / vsebine

10 Stück

pcs. | pcs. | p.z. | pza. | броя
darab | τεμάχιο | kom. | stuks
unidades | szt. | kosov

PZN 03802757

REF

18007



Orbisana Healthcare GmbH
Biberweg 24-26
53842 Troisdorf | Germany

18014 Version 2023-06-06

Größe	DE
Size	EN
Taille	FR
Dimensioni	IT
Tamaño	ES
размер	BG
méret	HU
Μέγεθος	EL
veličina	HR
maat	NL
Tamano	PT
rozmíar	PL
velikost	SL



65 x 70 mm

Farbe	DE	weiß
Colour	EN	white
Couleur	FR	blanc
Colore	IT	bianco
Color	ES	blanco
цвят	BG	бяла
szín	HU	fehér
χρώμα	EL	λευκή
boja	HR	bijela
kleur	NL	wit
cor	PT	branco
kolor	PL	kolor biały
barva	SL	bele barve

Material	DE	Saugfähige, atmungsaktive Viskose, einseitig aluminiumbedampft
Material	EN	Absorbent, breathable viscose fibre, aluminium coating on one side
Matériel	FR	Fibre de viscose absorbante et respirante, métallisée aluminium d'un côté
Materiale	IT	Fibra di viscosa assorbente, traspirante, alluminata su un lato
Material	ES	Fibras de viscose transpirables y absorbentes con una cara metalizada de aluminio
Материал	BG	Хигроскопични, активно дишави двуслойни вискозни влакна, алуминизирани от едната страна
Anyag	HU	Nedvszívó, lélegző, kétrétegű viszkóz szál, egyik oldalán alumínium-retéggel
Үлкікө	EL	Апторофтикес, анатипоусес інес үйіккөңгіс ділтілік страпоңсыз, мөңтәптибесін атмұн ағылшын отың міа плеурал
Materijal	HR	Dva sloja urijajući, prozračnih viskoznih vlakana, aluminizirana s jedne strane
Materiaal	NL	Absorberende, ademende, dubbelvlagse viscose, aan één kant gealuminiseerd
Material	PT	Fibras de viscose absorventes, que promovem a respiração, de camada dupla, revestidas a alumínio de um lado
Materiał	PL	Chłonne, oddychające, dwuwarstwowe włókna wiskozowe, z jednostronną cienką powłoką aluminiową
Material	SL	Vpojna, zračna, dvojlojna vlakna iz viskoze, na eni strani aluminizirana

DE

Zweckbestimmung SERVOX® Tracheokompressen AL geschlitzt, mini polstern das Kanüllenschädel ab und nehmen aus dem Tracheostoma austretendes Sekret auf, um Hautirritationen und Infektionen vorzubeugen.

Indikation Tracheotomierte oder laryngotomierte Trachealkanülenträger mit normaler Sekretbildung.

Beschreibung Die Aluminiumbeschichtung reduziert das Verkleben der Komprese mit der Haut. Die Schlitzung ermöglicht einen Kompressionswechsel, ohne die Trachealkanüle herausnehmen zu müssen.

Anwendung Die Tracheokomprese mit der aluminiumbeschichteten Seite zum Tracheostoma, durch den Schlitz über das Kanüllenerohr schieben, bis sich das Kanüllenerohr vollständig in dem gestanzten Loch der Komprese befindet und das Kanüllenschädel gut abgedichtet ist.

Zum Entfernen, die Komprese durch den Schlitz vom Kanüllenerohr abziehen und entsorgen. – **Wechseltaktzeit:** bei jedem Kanüllenschädel, bei Bedarf häufiger, mindestens alle 24 Stunden. – Bei Hautirritation, eine Komprese ohne Aluminiumbeschichtung verwenden und einen Arzt aufsuchen.

EN

Intended purpose SERVOX® Tracheal Compresses AL with slit, mini provide cushioning for the neck flange and absorb moisture that secretes from the tracheostoma to prevent skin irritation and infections.

Indication Tracheotomised or laryngotomised tracheal cannula users with normal secretions.

Description The aluminium coating helps prevent the compress from sticking to the skin. The slit allows the compress to be changed without removing the tracheal cannula.

Application Slide the tracheal compress with the aluminium coating to the tracheostoma through the slit over the cannula tube until the tube is fully in the punched hole of the compress and the neck flange is well cushioned.

To remove, pull the compress off the cannula tube through the slit and dispose of it. – **Changing frequency:** with every cannula more frequently as needed, at least every 24 hours. – If the skin is irritated, use a compress with no aluminium coating and consult a doctor.

FR

Destination médicale Les compresses trachéales SERVOX® AL, mini fendues amortissent la plaque de canule et absorbent la sécrétion en provenance du trachéostome afin de prévenir les irritations cutanées et les infections.

Indication Porteur de canules trachéales trachéotomisés ou laryngotomisés présentant une sécrétion normale.

Description Le revêtement aluminium réduit la tendance au collage de la compress contre la peau. La surface ferme permet de changer de compress sans devoir retirer la canule trachéale.

Utilisation Faire passer la compress trachéale par la fente sur le tube de canule jusqu'à ce que le tube de canule se trouve entièrement dans le trou de la compress découpé à l'emporte-pièce et que la plaque de canule soit bien rembourrée.

Pour l'enlever, extraire la compress du tube de canule par la fente et les mettre au rebut.

– **Intervalle de changement:** lors de chaque changement de canule, plus fréquemment suivant besoin, au minimum toutes les 24 heures. – En cas d'irritation cutanée, utiliser une compress sans revêtement aluminium et consulter un médecin.

IT

Destinazione d'uso Le compresse tracheali SERVOX® AL, mini rivestite con la flangia assorbendo la fuoriuscita di secrezioni dalla tracheostomia al fine di prevenire irritazioni cutanee ed infezioni.

Indicazioni Portatori di canule tracheale sottoposta a laringectomia e tracheostomia con normale secrezione.

Descrizione Il rivestimento in alluminio riduce l'adesione della compressa alla pelle. La fessura consente la sostituzione della compressa senza dover estrarre la canula tracheale.

Impiego Inserire la compressa tracheale tramite la fessura sul tubo della canula finché quest'ultimo non si trova completamente nel foro stampato della compressa e la flangia non è ben rivestita.

Per la rimozione, estrarre la compressa dalla fessura del tubo della canula e procedere al suo smaltimento. – **Intervallo di sostituzione:** ad ogni sostituzione canulla, all'occorrenza più frequentemente, almeno ogni 24 ore. – In caso di irritazione cutanea, utilizzare una compressa senza rivestimento in alluminio e consultare un medico.

ES

Uso previsto Las compresas traqueales SERVOX® AL, mini, ranuradas sirven como acochado para la placa de la cánula y absorben las secreciones emanadas por el tracheostoma para evitar irritaciones cutáneas e infecções.

Indicación Para pacientes traqueostomizados o laringectomizados con cánula traqueal con secreción normal.

Descripción El recubrimiento de aluminio reduce la adhesión de la compresa a la piel. La ranura permite cambiar la compresa sin necesidad de extraer la cánula traqueal.

Aplicación Coloque la compresa traqueal sobre el tubo de la cánula a través de la ranura hasta que el tubo de la cánula quede totalmente colocado en el orificio perforado de la compresa y la placa de la cánula esté bien acolchada.

Para la extracción, retire la compresa del tubo de la cánula a través de la ranura y deséchela. – **Intervalo para el cambio:** con cada cambio de cánula o con mayor frecuencia si es necesario; como mínimo, cada 24 horas. – En caso de irritación cutánea, utilice una compresa sin recubrimiento de aluminio y busque asistencia médica.

BG

Предназначение SERVOX® Трахеален компрес AL, mini, със слуз от крачестома за подпътка на канюла и попиват изтичания от трахеостома секрет с цел предотвратяване на раздразняния на кожата и инфекции.

Показания Трахеотомирани или ларинготомирани пациенти, носещи трахеална канюла и отделящи нормално количество сокери.

Описание Алуминиево покритие на канюла спомага на компреса да създава суха покривка към трахеостомата пред среза над тръбата на канюлата така, че тръбата на канюлата да се намира изцяло в изразяващия отвор на компреса и плочката на канюлата да е добре покрита.

За отстраняване издръжте компреса от тръбата на канюлата пред среза и го изхвърлете.

– **Интервал за смяна:** при всяка смяна на канюлата, при необходимост по-често, минимум на всеки 24 часа. – При раздразняване на кожата използвайте компрес без алуминиево покритие и потърсете медицинска помощ.

HU

Rendeltetés SERVOX® légszűrőpárna AL, mini, bevágott kipárnázta alulról a kanülpajzsot és felszínya a légszűrőlából távoló valabbiakat a bőrön át és a fertőzések megelőzése érdekében.

Javallat Légszűrősziszén vagy gége műtéti általánosan átesett, légszűrőkánnal végül betegek részére normál valédekképzőzések.

Leírás Az alumínium-reteg cikkekkel a sebészpárba bőrre ragadását. A bevágás lehetővé teszi a sebészpárcsíkot, hogy a kelene venni a légszűrőkat.

Használat Nyomja a sebészpárnt az alumínium-bevonatú oldalával a légszűrő felé a vágaton a kanülső fölött úgy, hogy a kanülpajzs teljesen a sebészpárna stancolt lyukában legyen és a kanülpajzs

jól ála legyen párnázva.

Az elszállítás húzza le a sebészpárt a kanülsörölt a vágaton keresztül és dobja ki. – **Csereintervallum:** minden kanülcserére, szükség esetén gyakrabban, de legalább 24 óránként. – Bőrönájtási esetén használjon alumínium-reteg nélküli sebészpárt és forduljan orvoshoz.

EL

Προβλεπόμενη χρήση Επίθεμα τραχειοστομίας SERVOX® AL, mini, με σχήμα τοποθετούται στο επίθεμα σωλήνα και απορροφάει από το τραχειοστόμα τα εξέργασμα εκρήματα, για την πρόληψη δερματικών ερεθίσματων και μολύνσεων.

Ενδείξεις Από τον ρινοτραχειακό σωλήνα με τραχειοστομή λαρυγγοεκτομή, με φυσιολογική συγκράτηση εκρήματων.

Περιουσία Η επιλήψη αργιού εμπόδιζε την κολλήση του επίθεματος από δέρμα. Η σχήμα διευκόλυνε την αλλογενή επίθεση χωρίς να χρειάζεται απαλύση του ρινοτραχειακού σωλήνα.

Εφαρμογή Οδήγησε το επίθεμα τραχειοστομίας, με την πλευρά επικαλύψης αργιού να δειπνεί προ το προγεύματος, μέσα από τη σχήμα πάνω από το σωλήνα κανούλας, μέχρι ο σωλήνας κανούλας να βρισκεται εντελώς μέσα στην πλευρά από τον επίθεματος και το επίθεμα σωλήνα να ακούμπει καλά στα μαλακά της.

Για την απορροφηση, αφαιρέστε το επίθεμα από το σωλήνηα κανούλας και απορριψήτε. – **Διάστημα ελάχιστης:** σε κάθε αλλαγή σωλήνα, εφόσον απαραιτεί συγχύσεια, τουλάχιστον κάθε 24 ώρες. – Σε περίπτωση δερματικού ερεθίσματος, χρησιμοποιήστε ένα επίθεμα χωρίς επικαλύψη οργάνου και πετονιώντες με έναν γιατρό.

HR

Namjena Trahealna kompreza SERVOX® AL, mini, s prerezom pličaju kanile i upijaju sekret koji izlazi iz tracheostome kako bi se sprejeli intacije kože i infekcije.

Indikacija Traheotomirani ili laringotomirani korisnici trachealnih kanala s normalnim luženjem sekreta.

Opis Aluminijski premaz smanjuje prijepunjivanje komprese na kožu. Prezor omogućuje zamjenju komprese bez vađenja trachealne kanile.

Primjena Trahealnu komprezu gurnite kroz proraz iznad cijevi kanile tako da je strana s aluminijskim premazom okrenuta prema tracheostomi u tako da cijev kanile bude potpuno u perforiranom otvoru komprese i da je pličica kanile dobro obložena.

Da biste je ukloplili, kompres skinite s cijevi kanile kroz proraz u odloženje u otpad. – **Interval zamjene:** pri svakoj zamjeni kanile, po potrebi češće, ali najmanje svaka 24 sata. – U slučaju intacije koje upotrebljavate kompres bez aluminijskog premaza i posavjetujte se s liječnikom.

NL

Beoogd gebruik SERVOX® Tracheokompres AL met opening vullen het canuleschid op en absorberen afscheidende die uit het tracheostoma lekt om huidirritaties en infecties te voorkomen.

Indicatie Getraheotomiseerde of gelaryngotomiseerde dragers van tracheacanules met normale afscheidende.

Beschrijving De aluminium coating vermindert het plakken van het kompres aan de huid. De opening maakt het mogelijk de kompressen te vervangen zonder de tracheacanule te moeten verwijderen.

Toepassing Schuif het tracheokompres met de gealumineerde kant naar buiten voor de tracheostoma, door de opening van de canulebus totdat de canulebus volledig in het geperste gat van het kompres zit en het canuleschid goed opgevuld is.

Voor de verwijdering moet u het kompres door de opening van de canulebus af te trekken en af te voeren. – **Vervangingsinterval:** bij elke vervanging van de canule, vaker indien nodig, ten minste elke 24 uur. – In geval van huidirritatie, gebruik een kompres zonder aluminium coating en raadpleeg een arts.

PT

Utilização prevista Compressa traqueal SERVOX® AL mini ranurada revestem a flange traqueal e absorverem as segregações do osteoma traqueal, previnindo irritações cutâneas e infecções.

Indicação Portadores de canulas de traqueostomia ou laringectomia com formação de secreções normais.

Descrição O revestimento de alumínio reduz a aderência da compressa à pele. A ranura permite a troca da compressa sem remoção da canula traqueal.

Aplicação Passar a compressa traqueal com o lado revestido a alumínio virado para o osteoma traqueal pela ranura, por cima da canula, até a canula se encontrar totalmente no orifício pré-perfurado da compressa e a flange da canula estar bem almofadada.

Para remover, retirar a compressa através da ranura por cima da canula e eliminar. – **Intervalo de substituição:** a cada mudança da canula, ou com maior frequência, caso necessário, a cada 24 horas. – Em caso de irritação cutânea, utilizar uma compressa sem revestimento de alumínio e pedir aconselhamento médico.

PL

Przeznaczenie Kompres tracheostomijny SERVOX® AL, mini, z wykorzystaniem funkcji podkładu pod kolieczek kanulowy przewyżytującej wydzielającą się z tracheostomii, zapobiegając podrażnieniom skóry i infekcjom.

Wskazania Osoby po tracheotomii i laryngotomii, noszące kanulę tracheostomijną, z normalnym strumieniem wydzieliny.

Opis Powłoka aluminiowa ogranicza przyklejenie się kompresu do skóry. Wycięcie umożliwia wymianę kompresu bez konieczności wyciągania kanuły tracheostomijnej.

Zastosowanie Wsunąć kompres tracheostomijny strong z powłoką aluminiową zwrotnoczą do tracheostomii przez wycięcie w rurce kanuły, a rurka kanuły znajdzie się w całości w wyłoczonym otworze kompresu i koliżer kanuły będzie dobrze otulona.

W celu zamiany należy wyciągnąć kompres przed wycięciem z rurki kanuły i przekazać do utylizacji.

– **Częstość zmiany:** przy każdej zmianie kanuły, wraz z potrzebą częściej, co najmniej co 24 godziny. – W przypadku podrażnienia skóry stosować kompres bez powłoki aluminiowej i wezwać lekarza.

SL

Predvideni namen Trahealna kompreza z zarezo SERVOX® AL mini oblažnjivo ščitnik kanile in vpije sekret iz tracheostome ter tako preprečijo drženje kože in okuže.

Indikacija Traheotomirani in laringotomirani uporabniki trachealnih kanal z normalnim nastajanjem sekreta.

Opis Aluminizirani sloj zmanjša zlepiljenje komprese s kožo. Reža omogoča zamjenjava komprese, ne da bi morali sneti trachealno kanilo.

Uporaba Trahealno kompreso z aluminizirano stranjo proti tracheostomi potisnite skozi režo čez cevko kanile, da bo celotna cevka kanile v lunjki komprese in bo ščitnik kanile dobro oblažen.

Kompres povlecite s cevko kanile skozi režo in jo odstranite. – **Interval za zamjenovo:** pri vsaki zamjeni kanile, po potrebi pogosteje, najpozneje vsakih 24 ur. – Če koža postane razdražena, uporabite kompres brez aluminiziranega sloja in se posvetujte z zdravnikom.