

SERVOX®

Tracheo Tape M duo

DE Zweiteiliges gepolstertes Kanülentragiband mit Klettverschluss (weiß)

EN Two-piece padded tube holder with Velcro (white)

FR Bande rembourrée portecanule en deux parties, à fermeture auto-agrippante (blanche)

IT Nastro portacannula imbottito in due pezzi con velcro (bianco)

ES Cinta de fijación para cánula, acolchada, de dos piezas con cierre de velcro (blanca)

NL Tweedelige gevulde canuledraagband met klittenbandsluiting (wit)

EL Φέρουσα κορδέλα σωλήνων δύο τμημάτων, με μαλακή επένδυση και Velcro (λευκή)

BG Поддържаща лента за канюли, от две части, с подплата, с велкро за закопчалка (бяла)

HR Dvodijelna pojastučena fiksacijska traka za kanile s čičkom (bijela)

PL Dwuczęściowa opaska do kaniuli tracheostomijnych z miękkim poszyciem, zapinana na rzepy (kolor biały)

PT Fita de suporte da cânula almofadada com fecho de velcro (branco)

SL Dvojdelni oblažnjeni nosilni trak za kanilo s sprijemalnim zipiralom (bele barve)

HU Kétrészes párnázott kanültartó pánt tépőzárral (fehér)



REF XXXXX

PZN xxxxxxxx



(xx)xxxxxxxxxxxxxx
(xx)xxxxxx
(xx)xxxxxx



Orbisana Healthcare GmbH

Biberweg 24-26 | 53842 Troisdorf | Germany
Tel. +49 (0)2241 9322-0
info@orbisana-hc.de | www.orbisana-hc.de

41250/Version 2022-11-28

DE Zweckbestimmung | Indikation | Beschreibung

Das SERVOX® Tracheo Tape M duo wird bei laryngotomierten und tracheotomierten Patienten im häuslichen und klinischen Bereich zusammen mit Trachealkanülen oder anderen Hilfsmitteln zum Offthalten der Trachea mit Halteosens eingesetzt.

Das SERVOX® Tracheo Tape M duo fixiert das eingesetzte Hilfsmittel im Tracheostoma und sichert es gegen ein unbeabsichtigtes Herausrutschen.

- Kanülentragband aus Polyesterfaser mit Baumwoll-Woll-Unterseite
- In Abhängigkeit zum Halsumfang für alle Altersgruppen geeignet
- Einmalprodukt, nicht wiederwendbar (Infektionsgefahr)
- Anwendungsdauer maximal 48 Stunden, danach über den Haussmüll entsorgen
- Zur Anpassung an den Halsumfang stufenlos verstellbar
- Weich gepolstert zur Dekubitusprophylaxe

GB Intended purpose | indication | description

The SERVOX® Tracheo Tape M duo is used in laryngectomised and tracheotomised patients at home and in a clinical setting together with tracheal cannulas or other aids with eyelets which keep the trachea open.

The SERVOX® Tracheo Tape M duo secures the aid in the tracheostoma and prevents it from accidentally slipping out.

- Reverse side of polyester tube holder with cotton coating
- Suitable for all age groups depending on the neck circumference
- Single-use, do not reuse (risk of infection)
- The maximum duration of use is 48 hours, then dispose of in household waste
- Can be seamlessly adjusted to the circumference of the neck
- Soft padding to prevent decubitus

FR Destination | Indication | Description

The SERVOX® Tracheo Tape M duo is mise en œuvre avec des œilllets de retenue chez les patients laryngectomisés et trachéotomisés situés en milieu domestique et clinique, porteurs de canules trachéales d'autres moyens d'aide pour maintenir la trachée arête ouverte.

The SERVOX® Tracheo Tape M duo immobilise le moyen d'aide mis en œuvre dans le trachéostome et le sécurise pour l'empêcher de glisser et sortir involontairement.

- Bande portecanule en fibre de polyester avec dessous en coton
- Convenit à tous les groupes d'âges en fonction du tour de cou
- À usage unique, ne pas réutiliser (risque d'infection)
- Durée d'utilisation maximale 48 heures, alors éliminer dans le déchets domestiques
- Ajustage progressif pour s'adapter au tour de cou
- Rembourrage doux à titre de prophylaxie pour le décubitus

IT Uso previsto | Indicazione | Descrizione

Il SERVOX® Tracheo Tape M duo è impiegato nei paienti laringectomizzati e tracheotomizzati, in un setting domestico od ospedaliero, unitamente a canule tracheali o altri mezzi usati per conservare la pervietà della trachea unitamente a un occhiello.

Il SERVOX® Tracheo Tape M duo fissa il mezzo utilizzato nel tracheostoma e ne prevenne la fuoriuscita accidentale.

- Nastro portacannula in fibra di poliestere con lato inferiore in cotone
- Adatto per tutti i gruppi d'età in base al diametro del collo
- Monouso, non riutilizzabile (rischio di infezione)
- Utilizzabile per un massimo di 48 ore prima di essere smaltito con i rifiuti domestici
- Regolabile in modo continuo per adattarsi al diametro del collo
- Imbottitura morbida per la profilassi del decubito

ES Uso previsto | indicación | descripción

SERVOX® Tracheo Tape M duo se utiliza en pacientes sometidos a laringectomía o traqueotomía, en el ámbito clínico o doméstico, junto con cánulas traqueales u otros elementos auxiliares para mantener abierta la tráquea con unos enganches.

SERVOX® Tracheo Tape M duo fija el elemento auxiliar utilizado en el traqueostoma e impide que este se salga.

- Cinta de fijación para cánulas, fabricada con fibra de poliéster, con parte inferior de algodón
- Apta para todos los grupos de edad en función del perímetro del cuello
- Producto para un solo paciente, no reutilizable
- Uso máximo durante 48 horas, después eliminar junto con los residuos domésticos
- Ajustable de forma continua para adaptarla al perímetro del cuello
- Acolchado blando para evitar úlceras por presión

NL Beoogd gebruik | Indicatie | Beschrijving

De SERVOX® Tracheo Tape M duo wordt gebruikt voor gelaryngectomiseerde en getracheotomiseerde patiënten in de thuisomgeving en klinische omgeving, samen met tracheacanules of andere hulpmiddelen om de trachea met bevestigingsoogjes open te houden.

De SERVOX® Tracheo Tape M duo fixeert het ingebrachte hulpmiddel in het trapecostoma en voorkomt dat het er pervingssig uitglijd.

- Canuledragband van polyestervezel met katoenen onderzijde
- Geschikt voor alle leeftijdsgroepen afhankelijk van de omvang van de hals
- Wegwerpproduct, niet opnieuw gebruiken (risico op infecties)
- Gebruiksduur maximaal 48 uur, daarna afvoeren met het huisshoudelijk afval
- Traploos verstelbaar om aan te passen aan de halsomvang
- Zacht opevuld voor decubitus profylaxe

EL Πρωτεύουσα χρήση | Ενδείξεις | Περιγραφή

H κορδέλα SERVOX® Tracheo Tape M duo χρησιμοποιείται από ασθενείς με λαρυγγεκτομή και τραχειστομή κατ’ οίκον και στο κλινικό περιβάλλον μαζί με ρινοτραχειακά αυλήνα



• Čas uporabe največ 48 ur, nato odstranite med gospodinjske odpadke

• Za prilaganje na obseg vrata ga mogoče brezstopenjsko prestaviti

• Mehko oblažnjen za prečevanje prelezanja

HU Rendelhetőség | Javallat | Leírás

A SERVOX® Tracheo Tape M duo megűti műtét eltávolításán és légszörmoszésen átesett betegeknél légcsőnélküli vagy más segédszöközzel együtt a légcső nyitra tartásához használható tartószemekkel ethikai és klinikai korányban.

A SERVOX® Tracheo Tape M duo rögzít a behelyezett segédszöközt a légszörnyílásban és védi a velenet kicsúsztását.

- Egy karjáról pánt políészter szálból, pamut alsó részrel
- A nyak körmeréthez függön minden korosztály számára alkalmas
- Egyszer használatos termék, nem használható fel újra (fertőzésveszély)
- Használási idő legfeljebb 48 óra, ezt követően a hajtartási hullámokkal együtt ártalmatlatható
- A nyak körmeréthez igazításához fokozatosan melegítendő céljából

CE CE-Kennzeichen | CE mark | Marquage CE | Marca CE | Označenie CE |

CE-keurmerk Znug CE | CE маркетировка | CE-märkki | CE-značka | CE-jelöles

Nicht zur Wiederverwendung | Not for reuse | Ne pas réutiliser le produit | Non riutilizzabile | No reutilizable | Niet bedoeld voor hergebruik | Δεν επαναχρησιμοποιούεται | Не може да се използва повторно | Nemozite ponoven upotrebiti! | Produkt prečazujúci jednorazového užívania | Nie reutilizar! | Ni se ponovo uporabiti | Nem használható fel újra

Vor Sonnenlicht schützen | Keep away from sunlight | Protéger de la lumière solaire | Proteggi dal sole | Beschermen tegen zonlicht! | Prostejte od slnečne svetlosti! | Zaštititi od sunčevog svjetla! | Chronic před bezprostředním nasoleniem! | Proteggi da luz solar! | Chránite pred sunečným žiareniom! | Védje a napravinál!

Trocken aufbewahren | Keep dry | Conserver au sec | Conservare all'asciutto | Conserve el producto en un lugar seco | Droog bewaren | Φύλαξε σε ξηρό μέρος | Съхранявайте в suchу склад | Cuvajte na suhom miestu | Przechowywaj w suchym miejscu | Conservar em local seco | Skladovat na suchom mieste | Száraz helyen tárolando

REF Artikelnummer | Order number | Référence | Codice articolo | N.º de artículo | Artikelnummer | Artikelnummer | Αριθμός προϊόντος | Artikelnummer | Numer artiklu | N.º de artigo | Cíllo výrobku

LOT Chargennummer | Lot number | Désignation du lot | Denominación lote | Número de lote | Lotnummer | Αριθμός πορτοφόλιο | Denomination lot | Brzožača | Numer artikel parti | N.º de lote | Cíllo řazné

PZN Pharmazeutische Nummer | Central pharmaceutical number | Réf. pharm. centrale | Codice farmaceutico centrale (Germania) | Número farmacéutico aleman | Farmacéutica numero | Φαρμακευτικός κεντρικός αριθμός | Централен фармацевтичен номер | Srednji farmaceutski broj | Centrálny numer farmaceutyczny | Código de identificación de producto farmacéutico | Cíllo farmaceutice centraly | Gyógyszerészeti központi szám

MD Herstellerdatum | Date of manufacture | Date de fabrication | Data di produzione | Fecha de fabricación | Produktedatum | Ημερομηνία παραγωγής | Дата на производство | Datum proizvodjenja | Data produkcji | Data de fabrico | Dátum výroby | Gyártási dátum

Duales Sammel- und Verwertungssystem | Dual collection and recycling system | Système mixte de ramassage et recyclage | Sistema di raccolta e riciclaggio dual | Sistema de reciclaje y reciclado | Dualní zameňovacíververkingsysteem | Διπλή συλλογή ανακύκλωσης και διαχείρισης | Двуплатформен върхувачко-отпадъков систем | Двойни системи за събиране и рециклиране | Dvojni sistem zbiranja i ponovnog prepravljanja | Systému de reciclejanie dual | System dualného zberu a recyklacie | Kettős gyűjtő és újhasznosító rendszer |

UDI Stück | piece | unité | pezzo | pieza | stuks | τεμάχιο | броя | kom. | szt. | unidades | koszón | darab |

Medizinprodukt | medical device | dispositif médical | dispositivo medico | producto médico | Medisch hulpmiddel | Ιατροτεχνικό προϊόν | Медицинско изделение | Medicinski proizvod | Orvostehnical eszköz

Eindeutiger Identifikator | Medical Product Identifier | Unique device identifier | Identificatore univoco del dispositivo | Identificatore univoco del dispositivo | Identifikator univocý | Unikátní identifikátor | Unikatni identifikator | Unikátny identifikátor | Identificador de dispositivo único | Einzigstes Identifikator | Identifikátor univerzális | Egyedi eszközazonosító

Internetseite mit Patienteninformation | Patient Information Website | Site Internet avec information aux patients | Sitio web de información para los pacientes | 病人情報のウェブサイト | Website voor patiëntene informatie | 病院のウェブサイトで患者情報を確認する | Web stránka s informaciami pre pacientov | Website de Informação ao Paciente | Spletna stran z informacijami za bohnik | Betegtajékoztató weboldal |

η άλλη βοηθητικά μέσα για να παραμένει η τραχεία ανοιχτή με τη βοηθεία απώνυμης ουκράντας.

Η κορδέλα SERVOX® Tracheo Tape M duo σταθεροποιεί το χρηματούσιον βοηθητικό μέσο στο τραχεοστόμα και το ασθενή είναι έναντι μη θεραπευτικής ουκράντης προς τα άλλα.

- Φέρουσα κορδέλα αυλήνα από πολυεστερικές ίνες με κάτω πλευρά από βαμβάκι
- Ενδέκολα για όλες τις ηλικιακές ομάδες ανάλογα της περιφέρειας των αλαρών
- Προϊόν με χρήσης, δεν επαναχρησιμοποιείται (υιστότηλο κίνδυνος μόλυνσης)
- Καρδιακό χρήσης, δεν μέγαρε 48 ώρες, κατόπιν απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα
- Αβαθμιδωτο πυρηνόμετρη για την προσδοκία στην περίοδο του λαιμού
- Με μαλακή επενδυσή για την προληπτική εξέλιξης από κατάσταση

BG Предназначение | Показания | Описание

SERVOX® Tracheo Tape M duo se izpolzova zasledno s trokraleni kaniliom i traheotomiranim pacijentima u kućnom i kliničkom okruženju zajedno s trahealnim kanilama ili drugim pomagalicima s povišenim ušicama, a kojim su namijenjeni držanju dušnišku otvorenjem.

SERVOX® Tracheo Tape M duo fiksira pomagalo koje se upotrebljava u traheostomi i osigurava ga od sluncnjog ispadanja.

- Poddržavačka lenta za kanile od poliesterskih vlakana s donjom stranom od pamuka
- Poddržavačka lenta za vlasnice valjkastih grupe u зависности od vratnata oblikova
- Izdelje za dijakontačnu upotrebu, ne može da se izpolzva ponovno (opasnost od infekcije)
- Prodžektilnosti na izpolzvanje od maksimum 48 часа, след това се изхвърля с битовите отпадъци
- Възможност за плавно регулиране за напасване към вратната обиколка
- С мякашна подплата за профилактика на декубитус

HR Namjena | Indikacija | Opis

SERVOX® Tracheo Tape M duo upotrebljava se kod laringektomiranih i traheotomiranih pacijenata u kućnom i kliničkom okruženju zajedno s trahealnim kanilama ili drugim pomagalicima s povišenim ušicama, a kojim su namijenjeni držanju dušnišku otvorenjem.

SERVOX® Tracheo Tape M duo sluzi do moccowania środka pomocniczego zastosowanego w traheostomie i zabezpieczania go przed przypadkowym złuszczaniem.

- Opaska do kanile tracheostomijnej z włóknów poliestrowych z bawelnią podkładkiem
- W zależności od obwodu szyi produkt przeznaczony dla pacjentów ze wszystkich grup wiekowych
- Produkt jednorazowy, nie używać powtarzanie (ryzyko infekcji)
- Maksymalny czas użytkowania 48 godzin. Po upływie tego czasu zutylizować produkt wraz z domowymi odpadami
- Plynna regulacja umożliwiająca dopasowanie opaski do obwodu szyi
- Miękkie pozycje zapobiegające odleżynom

PL Przeznaczenie | Wskazania | Opis

Produkt SERVOX® Tracheo Tape M duo jest przeznaczony do zakładania u pacjentów po laryngotomii i traheotomii w ramach zastosowań domowych i szpitalnych wraz z kanulami traheostomijnymi lub innymi środkami pomocniczymi przy pomocy zaszewek w celu utrzymania odpowiedniej drożności otworu traheostomijnego.

SERVOX® Tracheo Tape M duo służy do mocowania środka pomocniczego zastosowanego w traheostomie i zabezpieczania go przed przypadkowym złuszczaniem.

- Opaska do kanile traheostomijnej z poliestrowej vlakien z partii inferior em algodão
- Em função do perímetro do pescoço, adequado para todos os grupos etários
- Produto descartável, não reutilizar (perigo de infecção)
- Tempo de aplicação máximo de 48 horas, após o qual deve ser eliminado no lixo doméstico
- Progressivamente ajustável ao perímetro do pescoço
- Muito macio para profilaxia de úlceras de pressão

SL Predviđeni namen | Indikacija | Opis

SERVOX® Tracheo Tape M duo se uporablja za laringektomiranje in traheotomiranje bolnika v domačem in kliničnem okolju skupaj s trahealnimi kanilami ali drugimi pripomočki za zagotavljanje odprtosti sapinka s pritrdilnimi ušesi.

SERVOX® Tracheo Tape M duo fiksira vstavljeni pripomoček v traheostomi in preprečuje, da bi ta nenamerno zdrzel.

- Nosilni trak za kanilo z poliesterski vlaknen s spodnjo stranjo iz bomboža
- Gleda ob noseg vrata je izdelek primeren za vse starostne skupine
- Izdelek je primeren za enkratno uporabo in ni primeren za ponovno uporabo (nevamost okužbe)



DE Anwendung

- Alle Klettverschlüsse lösen.
- Kürzeres Bandende von unten durch eine der Halteösen am Kanülenhalschild schieben und Klettverschluss schließen.
- Längeres Bandende von unten durch die andere Halteöse am Kanülenhalschild schieben und Klettverschluss schließen.
- Das längere Bandteil um den Nacken führen.
- Beide Bandteile mit dem Klettverschluss verbinden.
- Bandlänge mit dem verbindenden Klettverschluss anpassen.
- Sitz überprüfen. Das Band muss so straff sein, dass es sich nicht versehentlich lösen kann aber nicht so straff, dass es den Hals einschnürt!
- Ggf. überstehendes Band abschneiden.
- Zum Ablegen, den verbindenden Klettverschluss lösen und Band abnehmen.

GB Application

- Open all Velcro fastenings.
- Slide the shorter end of the band through one of the eyelets on the neck flange from below and close the Velcro.
- Slide the longer end of the band through the other eyelet on the neck flange from below and close the Velcro.
- Place the longer part of the band around the neck.
- Connect both parts of the band with the Velcro.
- Use the Velcro to adjust the length of the band.
- Check fit. The band must be tight enough to ensure it does not accidentally come loose but not so tight that it constricts the throat!
- Cut off any excess band.
- To remove, release the Velcro and take off the band.

FR Utilisation

- Détacher toutes les fermetures auto-agrippantes.
- Enfiler l'extrémité plus courte de la bande par le bas dans l'un des oeillets de retenue contre la plaque de canule, puis fermer la fermeture auto-agrippante.
- Enfiler l'extrémité plus longue du bande par le bas dans l'autre œillet de retenue contre la plaque de canule, puis fermer la fermeture auto-agrippante.
- Passer la bande la plus longue autour du cou.
- Relier les deux parties de bande avec la fermeture auto-agrippante.
- Ajuster la longueur de bande avec la fermeture auto-agrippante de liaison.
- Vérifier l'assise. La bande doit être suffisamment tendue pour ne pas se détacher par erreur, mais pas trop pour ne pas provoquer de constriction du cou!
- Couper si nécessaire la partie de bande qui dépasse.
- Pour déposer le dispositif, détacher la fermeture auto-agrippante de liaison et retirer la bande.

IT Impiego

- Allentare tutte le chiusure in velcro.
- Passare l'estremità più corta del nastro attraverso uno degli occhielli sulla flangia, dal basso, e chiudere con il velcro.
- Passare l'estremità più lunga del nastro attraverso l'altro occhiello sulla flangia, dal basso, e chiudere con il velcro.
- Passare la parte più lunga del nastro dietro la nuca.
- Unire le due parti del nastro con il velcro.
- Adattare la lunghezza del nastro con il velcro di chiusura.
- Controllare la posizione. Il nastro deve essere abbastanza teso in modo che non possa allentarsi inadvertitamente, ma non tanto da stringere eccessivamente il collo!
- Eventualmente tagliare il nastro in eccesso.
- Per la rimozione allentare il velcro su un lato e staccare il nastro.

ES Aplicación

- Abrir todos los cierres de velcro.
- Passare l'estremidad más corta de la cinta por debajo de uno de los orificios de la placa cervical de la cánula y cerrar el cierre de velcro.
- Deslizar el extremo largo de la cinta por debajo del otro orificio de la placa cervical de la cánula y cerrar el cierre de velcro.
- Colocar la parte larga de la cinta alrededor del cuello.
- Unir ambas partes de la cinta con el cierre de velcro unido.
- Ajustar la longitud de la cinta con el cierre de velcro unido.
- Comprobar el ajuste. La cinta debe estar lo suficientemente tensa como para no aflojarse por descuido, pero no tan tensa que apriete el cuello.
- En caso necesario, cortar la cinta sobrante.
- Para retirarla, abrir el cierre de velcro unido y apartar la cinta.

NL Toeassing

- Alle klettbandsluitingen losmaken.
- Schuif het kortere uiteinde van de band van onderaf door een van de bevestigingsoogjes op het canuleschild en sluit de klettbandsluiting.
- Schuif het langere uiteinde van de band van onderaf door het andere bevestigingsoogje op het canuleschild en sluit de klettbandsluiting.
- Sla het lange stuk van de band om de nek.
- Verbind beide delen van de band met de klettbandsluiting.
- Verstel de bandlengte met de klettbandsluiting.
- Controleer het houvast. De band moet zo strak zitten dat hij niet per vergissing los kan komen, maar niet zo strak, dat hij de hals vernauwt!
- Snij eventueel uitstekende band af.
- Mak de klettband los en verwijder de band om deze weg te leggen.

EL Εφαρμογή

- Ανοικτείτε όλα τα Velcro.
- Οθόντες το μικρότερό από τα δύο άκρα κορδέλας από κάτω μέσα από τη μικρή συγκράτηση στην επιφένεια οώληνα και κλείστε το Velcro.
- Οθόντες το μικρό από τα άκρα κορδέλας από κάτω μέσα από την άλλη μικρή συγκράτηση στην επιφένεια ασύληνα και κλείστε το Velcro.
- Οδηγήστε το μακρύτερο τμήμα κορδέλας γύρω από τον αυχένα.
- Συνδέστε τα δύο μέρη της κορδέλας με το Velcro σύνδεσης.
- Προσαρμόστε τη μήκος της κορδέλας με το Velcro σύνδεσης.
- Ελέγχετε την έδραση. Η κορδέλα πρέπει να είναι σόβα φρέστη ώστε να μην μπορεί να χαλαρωθεί με θέμενα αλλά και να μην οφείλει το λαιμό!
- Κούψτε την κορδέλα από την ενδεχόμενη προεξέτη.
- Για την αφαίρεση, ανοικτείτε το Velcro σύνδεσης και αφαιρέστε την κορδέλα.

BG Приложение

- Отворете всички велкро закопчалки.

- Промъкнете по-късия край на лентата отдолу през един от отворите за закрепване на плочката на канюлата и затворете велкро закопчалка.
- Промъкнете по-дългия край на лентата отдолу през другия отвор за закрепване на плочката на канюлата и затворете велкро закопчалка.
- Прокарарайте по-дългата част на лентата около врата.
- Съединете двете части на лентата с велкро закопчалка.

- Регулирайте дължината на лентата със съединяваща велкро закопчалка.

- Проверете положението на лентата. Лентата трябва да е стегната така, че да не може да се освободи по ненормално, но не толкова силно, че да сгъва края!

- При необходимост отрежете излишната лента.

- За сваляне отворете съединяваща велкро закопчалка и отстраниете лента.

HR Primjena

- Otpustite sve čike.

- Kraji kraji trake proučite ododzo kroz jednu od pričvršnih ušica na pločici kanile i zatvorite čike.

- Dulji kraji trake proučite ododzo kroz drugu pričvršnu ušicu na pločici kanile i zatvorite čike.

- Dulji dio trake postavite oko vrata.

- Oba dijela trake spojite čikom.

- Duljinu trake prilagodite čikom kojim se spaja.

- Provjerite učvršćenost. Traka mora biti zategnuta tako da se ne može sljucano otpustiti, ali ne smije biti zategnjuta tako da steže grlo!

- Po potrebi odrezite višak trake.

- Za skidanje trake otpustite čik koji je spojen i skinite traku.

PL Zastosowanie

- Odpiąć wszystkie rzepy.

- Wsunąć krótki koniec taśmy od dolu w jeden z zaczepów na kolnierzu kanili i zapiąć zamknięcię rzepowe.

- Dłuższy koniec taśmy wsunąć od dolu w drugi zaczep na kolnierzu kanili i zapiąć zamknięcię rzepowe.

- Dłuższy odcinek taśmy przećiągnąć wokół szyi.

- Połączycy obydwa odcinki taśmy za pomocą rzepy.

- Długość taśmy dostosować do zamknięcia rzepowego.

- Skontrolować, czy produkt został dobrze zamocowany. Taśma musi być napinana w taki sposób, aby nie było możliwości jej przypadkowego poluzowania, lecz nie na tyle mocno, aby zaciąkała gardło!

- Wystająca taśma należy w razie potrzeby przyćiąć.

- W celu zdjęcia opaski należy odpiąć rzep i ściągnąć opaskę.

PT Aplicação

- Abrir todos os fechos de velcro.

- Inserir a extremidade da fita a partir de baixo, através dos olhos de fixação na flange da cânula e fechar o fecho de velcro.

- Inserir a extremidade da fita a partir de baixo através dos outros olhos de fixação na flange da cânula e fechar os fechos de velcro.

- Passar a parte mais comprida da fita pelo fecho de velcro.

- Unir as duas partes da fita com um fecho de velcro.

- Adaptar o comprimento da fita com o fecho de velcro de ligação.

- Verificar o assentamento. A fita deve estar bem apertada de modo a não se soltar mas sem estrangular o pescoço!

- Caso necessário, cortar a fita excedente.

- Para retirar, abrir o fecho de velcro e retirar a fita.

SL Uporaba

- Odprtne vsa sprjemalna zapiralna.
- Krajši del pasu od spodaj potisnite skozi eno izmed pritrdilnih ušesc na ščitniku kanile in sprjemalno zapiralo.
- Daljši del pasu od spodaj potisnite skozi drugo pritrdilno ušesc na ščitniku kanile in sprjemalno zapiralo.
- Daljši del pasu speljite okoli vrata.
- Oba dela pasu sprimite s sprjemalno zapiralo.
- Dolžino pasov prilagodite s povezovalnimi sprjemalnimi zapiraloma.
- Preventni prileganje. Pas mora biti toliko napet, da se ne more nenamerno sprostiti, vendar dovolj zrahljan, da ne zategne vrata!
- Odvečni pas odrezite, če je potrebno.
- Pri snemaju sprostite povezovalno sprjemalno zapiralo in snemite pas.

HU Használat

- Nyissa ki az összes tépőzárat.
- Dugja át a pánt rövidítve végét alulról a kanülajpázis egyik tartószemén, majd zárja le a tépőzárat.
- Dugja át a pánt hosszú végét a kanülajpázson lévő másik tartószemén, majd zárja le a tépőzárat.
- Vessez a hosszabb pántszárat a nyak köré.
- Kössz össze a pánt két részét a tépőzárral.
- Állítsa be a pánt hosszát az összekötő tépőzárral.
- Ellenorizzze az illeszkedést. A pántnak olyan szorosnak kell lennie, hogy ne tudjon véletlenül leoldódni, de ne legyen annyira feszes, hogy szoritsa a nyakat!
- Adott esetben vágja vágja le a kialó pántot.
- A levéltelhez nyissa ki a tépőzárat a vége le a pántot.

DE Zu Beachten

- Regelmäßig den Sitz überprüfen und ggf. anpassen.
- Halsumfang regelmäßig nachmessen um stets die passende Größe zu verwenden
- Die Polsterung möglichst nachmessen um stets die passende Größe zu verwenden
- Bitte informieren Sie uns und ggf. die zuständige Behörde, sollten im Zusammenhang mit diesem Produkt lebensbedrohliche Erkrankungen oder Verletzungen auftreten oder aus dessen Verwendung stationäre Behandlungen resultieren.

GB Please note

- Regularly check the fit and adjust where necessary.
- Remeasure regularly the neck circumference regularly to ensure the correct size is always used.
- The gap between the padding and the neck flange should be as close as possible.
- Please inform us and, if necessary, the competent authority if life-threatening illness or injury occurs in connection with this product or if inpatient treatment results from its use.

FR Remarque importante

- Vérifier régulièrement l'assise et l'ajuster si nécessaire.
- Remesurer régulièrement le tour de cou et toujours utiliser la taille adaptée.
- Le rembourrage doit être mesuré le plus près possible de la plaque de canule.
- Veuillez nous informer si, et, si nécessaire, l'autorité compétente si une maladie ou une blessure mettant dans danger la vie du patient survient en rapport avec ce produit ou si un traitement hospitalier résulte de son utilisation.

IT Avvertenza

- Controllare e adattare periodicamente la posizione.
- Misurare periodicamente il diametro del collo per utilizzare sempre la misura corretta.
- L'imbottitura deve trovarsi il più vicino possibile alla flangia.
- Si prega di informare noi e, se necessario, l'autorità competente se si verifica una malattia o una lesione pericolosa per la vita in relazione a questo prodotto o se il suo uso comporta un trattamento ospedaliero.

ES Observaciones

- Comprobar el ajuste con frecuencia y adaptarlo en caso necesario.
- Volver a medir el perímetro del cuello de forma periódica para utilizar siempre la medida correcta.
- L'imbottitura deve trovarsi lo más cerca posible de la placa cervical de la cánula.
- Si prega di informare noi e, se necessario, l'autoridad competente se si verifica una malattia o una lesione pericolosa para la vida en relación con este producto o si su uso comporta un tratamiento hospitalario como consecuencia de su uso.

NL In acht te nemen

- Controleer regelmatig het houvast en pas dit eventueel aan.
- Meet regelmatig de omvang van de hals om steeds de passende afmeting te gebruiken
- De vulling moet zo dicht mogelijk bij het canuleschild zitten.
- Gelevev indien en, indien nodig, de bevoegde autoriteit op de hoogte te brengen indien zich in verband met dit product een levensbedreigende ziekte of verwoeding voordoeft of indien het gebruik van dit product tot een ziekenhuisopname leidt.

EL Προσοχή

- Ελέγχετε τακτικά την έδραση και έαν απαιτείται προσαρμογής.
- Να μετράτε τακτικά την περιφέρεια λαιμού ώστε να χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή διάσταση.
- Η μαλαζή επένδυση πρέπει να απεριένεται όσο ποινή γίνεται στο επίπεδο σωλήνων.
- Παρακαλούμε να ενημερώσετε την αρμόδια αρχή εάν η εργασία με το προϊόν μας, προκαλεί απελπίτη για τη ωμή ασθένεια ή τραυματισμό ή εάν προκύπτει αναγκή νοσοκομειακή περιθώριψη λόγω της χρήσης του προϊόντος.

BG Вземете под внимание

- Редовно проверявайте положението на лентата и при необходимост го коригирайте.
- Редовно измервайте вратната обиколка, за да използвате винаги подходящи размер.
- Приподнатата трябва да прилага взаимно най-пътно към плочката на канюлата.
- Моля, информирайте ни и при необходимост уведомете компетентния орган, ако във връзка с това изделие се появят животозастрашаващи заболявания или наранявания или ако в резултат на неговата употреба се налагат стационарни лечения.

HR Imajte na umu

- Redovito provjeravajte učvršćenost i po potrebi prilagodite.
- Redovito mijelite obseg vrata kako biste uvejk potrebujali primerno velikost.
- Pojačujuće treba postaviti što bliže ščitniku kanile.
- Nas po potrebi pristojni urab obvezite, če se v povezavi s tem izdelkom pojavi živiljensko nevarne bolezni ali poškodbe oziroma je zaradi uporabe izdelka potrebno bolnišnično zdravljenje.

PL Ważne wskazówki

- Regulujmy sprawdzać, czy produkt jest poprawnie zamocowany i w razie potrzeby poprawiać jego uloczenie.
- Regulujmy dokonywać pomiaru obwodu szyi i cały czas stosować właściwy rozmiar.
- Miękką otulinę powinna jak najbardziej przylegać do kołnierza kanili.
- Prosimy o poinformowanie naszej firmy oraz w razie potrzeby również odpowiednich instytucji, jeśli w związku z korzystaniem z naszego produktu pojawi się schorzenia zagrzające życie lub obrażenia ciała, bądź jeśli w wyniku korzystania z naszego produktu koniecznie będzie leczenie szpitalne.

PT A respeitar

- Verificar regularmente o assentamento e adaptar, caso necessário.
- Medir regularmente o perímetro do pESCO para utilizar sempre um tamanho adequado.
- A parte almofadada deve ficar a mais próxima possível de flange da cânula.
- Agradecemos que todas as patologias ou ferimentos potencialmente fatais ou lesões corporais permanentes decorrentes da utilização do produto ou que tenham levado ao internamento hospitalar sejam comunicadas de imediato a nós ou às autoridades nacionais competentes.

SL Upoštevati je treba

- Redno preverjite prileganje in ga po potrebi prilagodite.
- Redno merite obseg vrata, da boste vedno uporabljali primerno velikost.
- Oblaznjenje mora biti čim bliže ščitniku kanile.
- Nas po potrebi pristojni urab obvezite, če se v povezavi s tem izdelkom pojavi živiljensko nevarne bolezni ali poškodbe oziroma je zaradi uporabe izdelka potrebno bolnišnično zdravljenje.

HU Kérjük, vegye figyelembe

- Rendszeresen ellenőrizze az illeszkedést és szükség esetén igazitsa meg.
- Rendszeresen mérje meg a nyak körmeitét, hogy mindenkorral mérettet használja.
- A pántháznak a lehető legközelebb kell lennie a kanülajpázhoz.
- Kérjük, tájékoztasson bennünket és adott esetben az illetékes hatóságot, ha a jelen termékkal kapcsolatos életeszélyes betegségek vagy sérelmek mutatkoznak vagy használataiból folykólag fekvőbeteg kezelésre kerül sor.

12 – 41 cm

Länge

length | longueur | lungo | largo | Länge | Duljina | Dlugosz | Comprimento | Dolžina | Hosszsúsga

– Individuell kürzen

– Can be individually shortened

– Raccorciabile da fagon individuelle

– Accorciabile a misura

– Se puede acortar de forma personalizada

– Individuell schärfen

– Växelmoshet att skärvas över spoden

– Individuell skärfbar

– Molitvóos individualment skravná

– Támarhoj justával

– Moho individualno krajšati

– Egyéni rövidítővel