



## **BluBuzz**

### Schlafpositionstrainer

Einfache Anwendung,  
komfortabel und effektiv

#### **Vorteile:**


- Lerneffekt, dem Körper kann die Rückenlage „abgewöhnt“ werden
- Bequem zu tragen, erfordert keine Eingewöhnungszeit
- Leise, schmerzfrei, nicht-invasiv und ohne Nebenwirkungen
- Bleibt die ganze Nacht dort wo er sein soll, dank bequemer Gurte
- Auch der Partner profitiert von der Reduzierung der Schnarchgeräusche
- Auch geeignet für unterwegs, da er sehr leicht (20 g) und klein (42x34x14 mm) ist
- Geeignet für jeden Erwachsenen ( $\geq 18$  Jahre / 40 kg / 1,45 m)

Bei regelmäßiger Nutzung lernt der Anwender in der Seitenlage zu verbleiben.

## HOFFRICHTER *BluBuzz*

### Einfache Anwendung - komfortabel und effektiv

HOFFRICHTER *BluBuzz* ist eine gute und sehr einfach zu handhabende Alternative zu den üblichen Hilfsmitteln, die die Rückenlage im Schlaf verhindern sollen, wie z.B. Schlafwesten.



### Verwendungszweck

HOFFRICHTER *BluBuzz* ist ein Schlafpositionstrainer, der die Rückenlage erkennt. Er wird während des Schlafs getragen, um lageabhängiges Schnarchen zu minimieren, bzw. zu verhindern.

Durch sanfte Vibration wird der Schlaf in Rückenlage vermieden, während der natürliche Schlaf trotzdem erhalten bleibt.

### Bestellinformationen

Beschreibung	Bestell-Nr.
HOFFRICHTER <i>BluBuzz</i> Schlafpositionstrainer	00020205
Lieferumfang: <i>BluBuzz</i> Modul, 2 Gurte: Nacken und Bauch, Micro USB Kabel, USB-Stick mit Gebrauchsanweisung	

**NE.RO SRL**  
Piazza G. Vieusseux, 2,  
50134, Florenz (F), ITALIEN

**HOFFRICHTER**  
RESPIRATORY CARE

Vertrieben durch:  
**HOFFRICHTER GmbH**  
Mettenheimer Str. 12/14 | 19061 Schwerin | Germany  
Tel. +49 (0)385 39925-0 | info@hoffrichter.de | www.hoffrichter.de

