



Originalgröße des
Absaugkatheters
(15 cm)

SERVONA | SERVON[®]

Absaugkatheter

Effektives Absaugen

mit Wahlmöglichkeit





SERVONA | SERVOX® **Absaugkatheter**

Effektive Absaugung mit Wahlmöglichkeit

Präzise Absaugung in vielen Anwendungsbereichen

Die Absaugkatheter ermöglichen eine präzise Absaugung in den oberen und unteren Atemwegen. Verschiedene Längen bieten viele Einsatzmöglichkeiten.





SERVONA Absaugkatheter 15 cm mit Trichter



- Länge: 15 cm (einschließlich Trichter-Anschluss)
- Größen: CH 06 | CH 08 | CH 10 | CH 12 | CH 14 | CH 16
- Shore-Härte: 75
- Trichterförmiger Konnektor zum Anschluss an einen Fingertip
- [nicht-traumatische] abgerundete Spitze
- 2 kleine gegenüberliegende Augen
- Mit Skalierung (ab 5 cm von der Kanülenspitze)
- Zum gezielten Absaugen NUR innerhalb des empfohlenen Sicherheitsbereichs der Trachealkanüle
- Für den einmaligen Gebrauch
- Einzeln, steril verpackt



SERVOX® Absaugkatheter 30 cm *soft* mit Trichter



- Länge: 30 cm (einschließlich Trichter-Anschluss)
- Größen: CH 06 | CH 08 | CH 10 | CH 12 | CH 14 | CH 16 | CH 18
- Shore-Härte: 65
- Trichterförmiger Konnektor zum Anschluss an einen Fingertip
- [nicht-traumatische] abgerundete Spitze
- 2 kleine gegenüberliegende Augen
- Mit Skalierung (ab 5 cm von der Kanülenspitze)
- Zum schonenden Absaugen über das Tracheostoma.
- Für den einmaligen Gebrauch
- Einzeln, steril verpackt



SERVONA Absaugkatheter 50 cm mit Trichter



- Länge: 50 cm (einschließlich Trichter-Anschluss)
- Größen: CH 06 | CH 08 | CH 10 | CH 12 | CH 14 | CH 16 | CH 18
- Shore-Härte: 75
- Trichterförmiger Konnektor zum Anschluss an einen Fingertip
- [nicht-traumatische] abgerundete Spitze
- 2 kleine gegenüberliegende Augen
- Mit Skalierung (ab 5 cm von der Kanülenspitze)
- Zur Absaugung in den Atemwegen
- Für den einmaligen Gebrauch
- Einzeln, steril verpackt

SERVONA Absaugkatheter 15 cm mit Trichter



Beschreibung	Größe	Länge	Farbe	VE	Hilfsmittelnr.	PZN	Artikel-Nr.
SERVONA Absaugkatheter 15 cm mit Trichter	CH 06	15 cm	hellgrün	50	01.99.01.0055	16394857	39741
SERVONA Absaugkatheter 15 cm mit Trichter	CH 08	15 cm	blau	50	01.99.01.0055	05871277	25380
SERVONA Absaugkatheter 15 cm mit Trichter	CH 10	15 cm	schwarz	50	01.99.01.0055	05871283	25381
SERVONA Absaugkatheter 15 cm mit Trichter	CH 12	15 cm	weiß	50	01.99.01.0055	16394863	39742
SERVONA Absaugkatheter 15 cm mit Trichter	CH 14	15 cm	grün	50	01.99.01.0055	16394886	39743
SERVONA Absaugkatheter 15 cm mit Trichter	CH 16	15 cm	orange	50	01.99.01.0055	16394892	39744

SERVOX® Absaugkatheter 30 cm *soft* mit Trichter



Beschreibung	Größe	Länge	Farbe	VE	Hilfsmittelnr.	PZN	Artikel-Nr.
SERVOX® Absaugkatheter 30 cm <i>soft</i> mit Trichter	CH 06	30 cm	hellgrün	100	01.99.01.0092	16394917	39745
SERVOX® Absaugkatheter 30 cm <i>soft</i> mit Trichter	CH 08	30 cm	blau	100	01.99.01.0092	16394923	39746
SERVOX® Absaugkatheter 30 cm <i>soft</i> mit Trichter	CH 10	30 cm	schwarz	100	01.99.01.0092	16394946	39747
SERVOX® Absaugkatheter 30 cm <i>soft</i> mit Trichter	CH 12	30 cm	weiß	100	01.99.01.0092	16394952	39748
SERVOX® Absaugkatheter 30 cm <i>soft</i> mit Trichter	CH 14	30 cm	grün	100	01.99.01.0092	16394969	39749
SERVOX® Absaugkatheter 30 cm <i>soft</i> mit Trichter	CH 16	30 cm	orange	100	01.99.01.0092	16395041	39750
SERVOX® Absaugkatheter 30 cm <i>soft</i> mit Trichter	CH 18	30 cm	rot	100	01.99.01.0092	16624027	39751

*Abrechnungsnummer

SERVONA Absaugkatheter 50 cm mit Trichter



Beschreibung	Größe	Länge	Farbe	VE	Hilfsmittelnr.	PZN	Artikel-Nr.
SERVONA Absaugkatheter 50 cm mit Trichter	CH 06	50 cm	hellgrün	100	01.99.01.0056	00272394	22375
SERVONA Absaugkatheter 50 cm mit Trichter	CH 08	50 cm	blau	100	01.99.01.0056	00272402	22376
SERVONA Absaugkatheter 50 cm mit Trichter	CH 10	50 cm	schwarz	100	01.99.01.0056	00272419	22377
SERVONA Absaugkatheter 50 cm mit Trichter	CH 12	50 cm	weiß	100	01.99.01.0056	00272425	22378
SERVONA Absaugkatheter 50 cm mit Trichter	CH 14	50 cm	grün	100	01.99.01.0056	00272431	22379
SERVONA Absaugkatheter 50 cm mit Trichter	CH 16	50 cm	orange	100	01.99.01.0056	00272448	22380
SERVONA Absaugkatheter 50 cm mit Trichter	CH 18	50 cm	rot	100	01.99.01.0056	00272454	22381

*Abrechnungsnummer



SERVOX® Absaugkatheter 50 cm mit Fingertip

- Länge: 50 cm (einschließlich Fingertip)
- Größen: CH 08 | CH 10 | CH 12 | CH 14
- Shore-Härte: 75
- Fingertip-Konnektor zum direkten Anschluss an einen Absaugschlauch
- [nicht-traumatische] abgerundete Spitze
- 2 große, versetzt angeordnete, gegenüberliegende Augen
- Mit Skalierung (ab 5 cm von der Kanülenspitze)
- Zur Absaugung in den Atemwegen
- Für den einmaligen Gebrauch
- Einzeln, steril verpackt



SERVOX® Absaugkatheter atraumatisch 50 cm mit Trichter

- Länge: 50 cm (einschließlich Trichter-Anschluss)
- Größen: CH 08 | CH 10 | CH 12 | CH 14 | CH 16
- Shore-Härte: 75
- Trichterförmiger Konnektor zum Anschluss an einen Fingertip
- Atraumatische Spitze
- Durch das Einführen unter Sog, wird ein Luftpolster um die Katheterspitze geschaffen und ein direkter Kontakt zwischen der Schleimhaut und Katheterspitze weitest gehend verhindert
- 4 kleine gegenüberliegende Augen
- Mit Skalierung (ab 5 cm von der Kanülenspitze)
- Zur atraumatischen Absaugung in den tieferen Atemwegen
- Für den einmaligen Gebrauch
- Einzeln, steril verpackt



SERVOX® Absaugkatheter atraumatisch 50 cm mit Fingertip

- Länge: 50 cm (einschließlich Fingertip-Anschluss)
- Größen: CH 08 | CH 10 | CH 12 | CH 14 | CH 16
- Shore-Härte: 75
- Fingertip-Konnektor zum direkten Anschluss an einen Absaugschlauch
- Atraumatische Spitze
- Durch das Einführen unter Sog, wird ein Luftpolster um die Katheterspitze geschaffen und ein direkter Kontakt zwischen der Schleimhaut und Katheterspitze weitest gehend verhindert
- 4 kleine gegenüberliegende Augen
- Mit Skalierung (ab 5 cm von der Kanülenspitze)
- Zur atraumatischen Absaugung in den tieferen Atemwegen
- Für den einmaligen Gebrauch
- Einzeln, steril verpackt



SERVOX® Absaug-Verbindungsschlauch mit Fingertip

- 200 cm | 2 Trichteranschlüsse | Fingertip gesteckt | Einzeln, steril verpackt

SERVOX® Fingertip Konnektor

- Verschlusskappe | 2 Trichter-Enden | Einzeln, steril verpackt

SERVOX® Absaugkatheter 50 cm mit Fingertip

Beschreibung	Größe	Länge	Farbe	VE	Hilfsmittelnr.	PZN	Artikel-Nr.
SERVOX® Absaugkatheter 50 cm mit Fingertip	CH 8	50 cm	blau	100	01.99.01.0091	16395058	39753
SERVOX® Absaugkatheter 50 cm mit Fingertip	CH 10	50 cm	schwarz	100	01.99.01.0091	16395064	39754
SERVOX® Absaugkatheter 50 cm mit Fingertip	CH 12	50 cm	weiß	100	01.99.01.0091	16395070	39755
SERVOX® Absaugkatheter 50 cm mit Fingertip	CH 14	50 cm	grün	100	01.99.01.0091	16395087	39756

*Abrechnungsnummer

SERVOX® Absaugkatheter atraumatisch 50 cm mit Trichter

Beschreibung	Größe	Länge	Farbe	VE	Hilfsmittelnr.	PZN	Artikel-Nr.
SERVOX® Absaugkatheter atraumatisch 50 cm mit Trichter	CH 8	50 cm	blau	100	01.99.01.0079	06939445	26264
SERVOX® Absaugkatheter atraumatisch 50 cm mit Trichter	CH 10	50 cm	schwarz	100	01.99.01.0079	06939451	26265
SERVOX® Absaugkatheter atraumatisch 50 cm mit Trichter	CH 12	50 cm	weiß	100	01.99.01.0079	06939468	26266
SERVOX® Absaugkatheter atraumatisch 50 cm mit Trichter	CH 14	50 cm	grün	100	01.99.01.0079	06939474	26267
SERVOX® Absaugkatheter atraumatisch 50 cm mit Trichter	CH 16	50 cm	orange	100	01.99.01.0079	06939480	26268

SERVOX® Absaugkatheter atraumatisch 50 cm mit Fingertip

Beschreibung	Größe	Länge	Farbe	VE	Hilfsmittelnr.	PZN	Artikel-Nr.
SERVOX® Absaugkatheter atraumatisch 50 cm mit Fingertip	CH 8	50 cm	blau	100	01.99.01.0093	16394981	39760
SERVOX® Absaugkatheter atraumatisch 50 cm mit Fingertip	CH 10	50 cm	schwarz	100	01.99.01.0093	16394998	39761
SERVOX® Absaugkatheter atraumatisch 50 cm mit Fingertip	CH 12	50 cm	weiß	100	01.99.01.0093	16395006	39762
SERVOX® Absaugkatheter atraumatisch 50 cm mit Fingertip	CH 14	50 cm	grün	100	01.99.01.0093	16395012	39763
SERVOX® Absaugkatheter atraumatisch 50 cm mit Fingertip	CH 16	50 cm	orange	100	01.99.01.0093	16395029	39764

*Abrechnungsnummer

Zubehör

Beschreibung	Länge	VE	Hilfsmittelnr.	PZN	Artikel-Nr.
SERVOX® Absaug-Verbindungsschlauch mit Fingertip	200 cm	1	01.99.99.0001	13509679	38122
SERVOX® Fingertip Konnektor	–	1	01.99.01.3001	–	38123



Unsere Versorgungsbereiche

- Atemtherapie und Beatmung
- Tracheotomie
- Laryngektomie
- Stomaversorgung
- Wundmanagement
- Inkontinenzversorgung
- Enterale Ernährung
- Parenterale Ernährung
- Rehathechnik
- Kinder- und Neugeborenenversorgung

Zentraler Kundenservice

0800 73 78 69 24

(kostenfrei aus Deutschland)

+49 (0)2241 9322-0

Orbisana Healthcare GmbH

Biberweg 24-26

53842 Troisdorf

Germany

www.orbisana-hc.de

