

SERVOX®Kombi-Tracheokompresse *geschlitzt, lang***Orbisana**
GESUNDHEITSWELT

- EN** SERVOX® Combi Tracheal Compress with slit, long
FR SERVOX® Compresses trachéales combinées fendues, longues
IT SERVOX® Compressa tracheale combinata con fessura, lungo
ES SERVOX® Compresas traqueales combinadas ranuradas, largo
BG SERVOX® Комбинирани трахеални компреси, със срез, дълго
HU SERVOX® kombinált légcső-sebárna, bevágott, hosszú
EL Συνδυαζόμενο επίθεμα τραχειοστομίας SERVOX® Kombi, με σχισμή, μακρής
HR Kombinirane trahealne komprese SERVOX®, s prorezom, dugo
NL SERVOX® Combi-tracheokompressen met opening, lang
PT Compresas traqueais combinadas SERVOX® ranhuradas, grandes
PL Kombinowane kompresy tracheostomijne SERVOX®, z wycięciem, długo
SL Kombinirane trahealne komprese z zarezo SERVOX®, dolga



yyyy-mm
**PZN** 08848273**REF** 25448

Inhalt / Contents / Contenu
 Contenuto / Contenido
 съдържание / tartalmat
 περιεχόμενα / sadržaj / inhoud
 conteúdo / zawartość / vsebine

DE Nicht wiederverwenden – Infektionsgefahr
EN Do not reuse – risk of infection
FR Ne pas réutiliser – risque d'infection
IT Non riutilizzare – rischio di infezione
ES No reutilizar – riesgo de infección
BG Да не се използва повторно – опасност от инфекция
HU Ne használja újra – Fertőzésveszély
EL Μην επαναχρησιμοποιείτε – Υψηλότερα κίνδυνος μόλυνσης
HR Nemojte ponovno upotrebljavati – opasnost od infekcije
NL Niet hergebruiken – risico op infecties
PT Não reutilizar – Perigo de infeção
PL Nie używać ponownie – ryzyko infekcji
SL Izdelek ni primeren za ponovno uporabo – obstaja nevarnost okužbe

10 Stück
 pcs. | pcs. | pz. | броя
 darab | τεμάχιο | kom. | stuks
 unidades | szt. | kosov

LOT xxxxxxxxx

Orbisana Healthcare GmbH
 Bibberweg 24-26
 53842 Troisdorf | Germany

Tel. +49 (0)2241 9322-0
 Fax +49 (0)2241 9322-277
 info@orbisana-hc.de | www.orbisana-hc.de

- DE** Größe
EN Size
FR Taille
IT Dimensioni
ES Tamaño
BG размер
HU méret
EL Μέγεθος
HR veličina
NL maat
PT Tamanho
PL rozmiar
SL velikost

**90 x 150 mm**

- Farbe**
 Colour
 Couleur
 Colore
 Color
 ЦВЯТ
 szín
 χρώμα
 boja
 kleur
 cor
 kolor
 barva
- DE** weiß
EN white
FR blanc
IT bianco
ES blanco
BG бяла
HU fehér
EL λευκή
HR bijela
NL wit
PT branco
PL kolor biały
SL bele barve

- Material** **DE** Saugfähiges, atmungsaktives, doppellagiges Vlies, einseitig beschichtet mit einer abwischbaren, feuchtigkeitsundurchlässigen PE-Schicht (Polyethylen)
EN Double layer of absorbent, breathable fleece, coated on one side with a wipeable, impermeable PE layer (polyethylene)
FR Non-tissé à double couche absorbant, respirant, revêtu d'un côté d'une couche de PE (polyéthylène) essuyable imperméable à l'humidité
IT Vello a doppio strato, assorbente, traspirante, rivestito su un lato con uno strato PE (polietilene) lavabile, resistente all'umidità
ES Tela no tejida de doble capa, transpirable y absorbente con una cara recubierta con una capa de PE (polietileno) impermeable a la humedad y lavable
BG Хигроскопичен, активно дишащ двуслоен нетъкан текстил, с избърсващо се, непронускащо влага PE покритие (полиетилен) от едната страна

- Anyag** **HU** Nedvszívó, lélegző, kétrétegű gyapjú, egyik oldalán letörölhető, nedvességálló PE réteggel (polietilén) bevont
Υλικό **EL** Απορροφητικό, αναπνεύσιμο φιλί διπλής στρώσης, με επικάλυψη στη μια πλευρά μιας αδιάβροχης από υφασίνα, καθαρίζομενης στρώσης PE (πολυαιθυλένιο)
Materijal **HR** Uprajajući, prozračni, dvostrani fil iz filizlen, s jedne strane prevučen PE (polietilenskim) slojem koji se može obrisati i koji ne propušta vlagu
Materiaal **NL** Absorberend, ademend, dubbellaags vlies, aan één zijde gecoat met een afveegbare, vochtwerende PE-laag (polyethyleen)
Material **PT** Toalhete absorvente, que promove a respiração, de camada dupla, revestido de um dos lados com uma camada PE (polietileno) lavável e impermeável
Material **PL** Chłonna, oddychająca, dwustronowa tkanina, z jednostronną zmywalną i nieprzepuszczającą wilgoci powłoką PE (polietylen)
Materijal **SL** Vpjojen, zračen, dvostranen flis, na eni strani prevlečen s PE-slojem (polietilen), ki ga je mogoče obrisati in ne prepušča vlage

