

SERVOX®

Tracheokompresse AL, standard, gelocht

servona

Medizintechnik plus!

- EN SERVOX® Tracheal Compresses AL, standard, with punched hole
- FR SERVOX® Compresses trachéales AL, standard, perforées
- IT SERVOX® Compresse tracheale AL, standard, perforata
- ES SERVOX® Compresas traqueales AL, estándar, perforadas
- BG SERVOX® трахеален компрес AL, стандартен, с отвор
- HU SERVOX® standard légszó-sebprána AL, lyukas
- EL επίθεμα τραχειοστομίας SERVOX® AL, στάνταρ, με οπή
- HR Trahealna kompresija SERVOX®, AL, standardna, perforirana
- NL SERVOX® tracheokompres AL standaard, geperforeerd
- PT Compresse traqueal SERVOX® AL standard, perfurada
- PL Kompres tracheostomijny SERVOX® AL standard, z otworami
- SL Standardna trahealna kompresija z luknjico SERVOX® AL



DE Nicht wiederverwenden – Infektionsgefahr
EN Do not reuse – risk of infection
FR Ne pas réutiliser – risque d'infection
IT Non riutilizzare – rischio di infezione
ES No reutilizar – riesgo de infección
BG Да не се използва повторно – опасност от инфекция
HU Ne használja újra – fertőzésveszély
EL Μην επαναχρησιμοποιείτε – Υψηλότερο κίνδυνος μόλυνσης
HR Nemojte ponovno upotrebljavati – opasnost od infekcije
NL Niet hergebruiken – risico op infecties
PT Não reutilizar – Risco de infeção
PL Nie używać повторно – ryzyko infekcji
SL Izdelek ni primeren za ponovno uporabo – obstaja nevarnost okužbe

Inhalt / Contents / Contenu
 Contenido / Contenido
 съдържание / tartalmat
 περιεχόμενα / sadržaj / inhoud
 conteúdo / zawartość / vsebine

10 Stück
 pcs. | pcs. | pz. | broj
 darab | τεμάχιο | kom. | stuks
 unidades | szt. | kosov

PZN 08848304

REF 25458



LOT XXXXXXXX



Servona GmbH
 Bibervweg 24-26
 53842 Troisdorf | Germany

Tel. +49 (0)2241 9322-0
 Fax +49 (0)2241 9322-277
 info@servona.de | www.servona.de

41995/Version 2021-12-15

- DE **Größe**
- EN Size
- FR Taille
- IT Dimensioni
- ES Tamaño
- BG размер
- HU méret
- EL Μέγεθος
- HR veličina
- NL maat
- PT Tamanho
- PL rozmiar
- SL velikost



90 x 100 mm

- DE **Farbe**
 - EN Colour
 - FR Couleur
 - IT Colore
 - ES Color
 - BG цвят
 - HU szín
 - EL χρώμα
 - HR boja
 - NL kleur
 - PT cor
 - PL kolor
 - SL barva
- DE **weiß**
 - EN white
 - FR blanc
 - IT bianco
 - ES blanco
 - BG бяла
 - HU fehér
 - EL λευκή
 - HR bijela
 - NL wit
 - PT branco
 - PL kolor biały
 - SL bele barve

- Material **DE** Saugfähige, atmungsaktive Viskose-Polyesterfaser, einseitig aluminiumbedampft
- Material **EN** Absorbent, breathable viscose-polyester fibre, aluminium coating on one side
- Matériel **FR** Fibre de viscose-polyester absorbante et respirante, métallisée aluminium d'un côté
- Materiale **IT** Fibra di viscosa-poliestere assorbente, traspirante, alluminata su un lato
- Material **ES** Fibras de viscosa-poliéster transpirables y absorbentes con una cara metalizada de aluminio
- Материал **BG** Хигроскопични, активно дишащи двуслойни вискозни полиестерни влакна, алуминизирани от едната страна
- Anyag **HU** Nedvszívó, lélegző, kétrétegű viszkóz-poliészter szál, egyik oldalán aluminium-réteggel

- Υλικό **EL** Απορροφητικές, αναπνεύσιμες πολυεστερικές ίνες βισκόζης διπλής στρώσης, με αναπόθεση ατμών αργιλίου στη μια πλευρά
- Materijal **HR** Dva sloja upijajućih, prozračnih viskoznih i poliesterskih vlakana, aluminizirana s jedne strane
- Materiaal **NL** Absorberende, ademende, dubbellaagse viscose-polyestervezel, aan één kant gealuminiseerd
- Material **PT** Fibras de viscose absorbentes, que promovem a respiração, de camada dupla, revestidas a alumínio de um lado
- Material **PL** Chłonne, oddychające, dwuwarstwowe włókna wiskozowo-poliestrowe, z jednostronną cienką powłoką aluminiową
- Material **SL** Vpojna, zračna, dvoslojna vlakna iz viskoze in poliestra, na eni strani aluminizirana

