

# SERVOX®

## Tracheokompresse AL, standard, gelocht

# Orbisana

GESUNDHEITSWELT

- EN SERVVOX® Tracheal Compresses AL, standard, with punched hole
- FR SERVVOX® Compresses trachéales AL, standard, perforées
- IT SERVVOX® Compresse tracheale AL, standard, perforata
- ES SERVVOX® Compresas traqueales AL, estándar, perforadas
- BG SERVVOX® трахеален компрес AL, стандартен, с отвор
- HU SERVVOX® standard légsző-sebpatna AL, lyukas
- EL επίθεμα τραχειοστομίας SERVVOX® AL, στάνταρ, με οπή
- HR Trahealna kompres SERVOX®, AL, standardna, perforirana
- NL SERVVOX® tracheokompres AL standaard, geperforeerd
- PT Compresse traqueal SERVVOX® AL standard, perfurada
- PL Kompres tracheostomijny SERVVOX® AL standard, z otworami
- SL Standardna trahealna kompres z luknjo SERVVOX® AL



yyyy-mm



(xx)xxxxxxxxxxxx  
(xx)xxxxxx  
(xx)xxxxxx

PZN 08848304

REF 25458



Inhalt / Contents / Contenu  
Contenuto / Contenido  
съдържание / tartalmat  
περιεχόμενα / sadržaj / inhoud  
conteúdo / zawartość / vsebine

**DE** Nicht wiederverwenden – Infektionsgefahr  
**EN** Do not reuse – risk of infection  
**FR** Ne pas réutiliser – risque d'infection  
**IT** Non riutilizzare – rischio di infezione  
**ES** No reutilizar – riesgo de infección  
**BG** Да не се използва повторно – опасност от инфекция  
**HU** Ne használja újra – Fertőzésveszély  
**EL** Μην επαναχρησιμοποιείτε – Υψηλότερα κίνδυνος μόλυνσης  
**HR** Nemojte ponovno upotrebljavati – opasnost od infekcije  
**NL** Niet hergebruiken – risico op infecties  
**PT** Não reutilizar – Perigo de infeção  
**PL** Nie używać ponownie – ryzyko infekcji  
**SL** Izdelek ni primerten za ponovno uporabo – obstaja nevarnost okužbe

**10** Stück  
pcs. | pcs. | pz. | броя  
darab | τεμάχιο | kom. | stuks  
unidades | szt. | kosov

LOT xxxxxxxxx



Orbisana Healthcare GmbH  
Biberweg 24-26  
53842 Troisdorf | Germany

Tel. +49 (0)2241 9322-0  
Fax +49 (0)2241 9322-777  
info@orbisana-hc.de | www.orbisana-hc.de

- DE **Größe**
- EN Size
- FR Taille
- IT Dimensioni
- ES Tamaño
- BG размер
- HU méret
- EL Μέγεθος
- HR veličina
- NL maat
- PT Tamanho
- PL rozmiar
- SL velikost



**90 x 100 mm**

- Farbe**
- EN white
- FR blanc
- IT bianco
- ES blanco
- BG бяла
- HU fehér
- EL λευκή
- HR bijela
- NL wit
- PT branco
- PL kolor biały
- SL bele barve

- Material **DE** Saugfähige, atmungsaktive Viskose-Polyesterfaser, einseitig aluminiumbedampft
- Material **EN** Absorbent, breathable viscose-polyester fibre, aluminium coating on one side
- Matériel **FR** Fibre de viscose-polyester absorbante et respirante, métallisée aluminium d'un côté
- Materiale **IT** Fibra di viscosa-poliestere assorbente, traspirante, alluminata su un lato
- Material **ES** Fibras de viscosa-poliéster transpirables y absorbentes con una cara metalizada de aluminio
- Материал **BG** Хигроскопични, активно дишащи двуслойни вискозни полиестерни влакна, алуминизирани от едната страна
- Anyag **HU** Nedvszívó, lélegző, kétrétegű viszkóz-poliészter szál, egyik oldalán alumínium-réteggel

- Υλικό **EL** Απορροφητικές, αναπνεύσιμες πολυεστερικές ίνες βισκόζης διπλής στρώσης, με εναπόθεση ατμών αργιλίου στη μια πλευρά
- Materijal **HR** Dva sloja upijajućih, prozračnih viskoznih i poliesterskih vlakana, aluminizirana s jedne strane
- Materiaal **NL** Absorberende, ademende, dubbellaagse viscose-polyestervezel, aan één kant gealuminiseerd
- Material **PT** Fibras de viscose absorventes, que promovem a respiração, de camada dupla, revestidas a alumínio de um lado
- Materiał **PL** Chłonna, oddychająca, dwuwarstwowe włókna wiskozowo-poliestrowe, z jednostronną cienką powłoką aluminiową
- Material **SL** Vpojna, zračna, dvoslojna vlakna iz viskoze in poliestra, na eni strani aluminizirana

